

*Bisco*

CE 0459

**MODELING RESIN** *Light-Cured*

Instructions for Use

**DK**

IN-129R6  
Rev. 11/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-534-6000

## MODELLERINGSRESIN

### GENERELLE OPLYSNINGER

**MODELLERINGSRESIN\*** er en lyshærdende, mikrofyldt resin med lav viskositet til brug som komposit modelleringsresin. Egenskaberne for komposit gør at det klæber til instrumentet. For at overvinde denne irriterende klæbrighed er **MODELLERINGSRESIN** udviklet som hjælp til at applicere og forme kompositterne. Ved at fugte dit instrument kan **MODELLERINGSRESIN** bruges til at placere og forme alle dine direkte kompositrestaureeringer.

#### Indikationer for brug:

Kompositfugtende resin

#### Advarsler:

- Hvis produktet ved et uheld kommer i øjet, skal øjet skylles med rigelige mængder vand, og der skal straks søges lægehjælp. I tilfælde af kontakt med andet væv, skal det straks skylles med masser af vand i flere minutter.

#### Forsigtighedsregler:

- Krydskontamination: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

#### Forholdsregler:

- Ikke-polymeriserede (meth)akrylatresiner kan forårsage hudsensitivitet hos følsomme mennesker. Undgå kontakt med hud. Hvis der forekommer hudkontakt, skal der vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Sikkerhedsdatablad fås på anmodning.
- Sikkerhedsdatablad fås på [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### BRUGSANVISNING

1. Fjern hættten, og sæt spidsen på sprøjten. Dispensér en eller to dråber **MODELLERINGSRESIN** i en ren blandebakke eller på et blandeunderlag.
2. Efter placering af det første lag komposit i kaviteten dyppes kompositinstrumentet i **MODELLERINGSRESINEN**. Med **MODELLERINGSRESINEN** på instrumentet formes dine restaureringer til den ønskede form.
3. Lyshærdning. Selvom **MODELLERINGSRESIN** kræver lyshærdning i 10 sekunder, skal de tidsmæssige anbefalinger fra din kompositproducent følges, for at tilsi k re grundig hærdning af komposittilføjelse. Yderligere tilføj et komposit vil klæbe til hærdet **MODELLERINGSRESIN**.

**BORTSKAFFELSE:** Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

**HYGIEJNE:** Sæt luer lock-hættten på sprøjterne igen. Det anbefales at bruge almindeligt tilgængelige hygiejniske beskyttelsesafdækninger for at undgå eventuel kontaminering af sprøjterne under behandlingen.

**OPBEVARING:** Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F). Se de individuelle komponenters markeringer for specifikke udløbsdatoer.

**GARANTI:** BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produkterne som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

\* MODELLERINGSRESIN fremstilles af BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92