

Bisco

Single Component

C €0459

PORCELAIN PRIMER

Pre-Hydrolyzed Silane Primer

Instructions for Use

FI

IN-017R8
Rev. 9/18



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

2. Poista posliinin kiilto ja hio viistoon (45 astetta) korjattava alue. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pintaa karkealla timanttioranterällä. Huuhtelee vedellä ja ilmaquivaa.
3. Levitä BARRIER GEL suojageeli ikenille, jotka saattavat altistua, ja metallin päälle alueilla, joissa etsausta ei toivota tapahtuvan.
4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuivalle posliinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta koko toimenpiteen ajan. Käytä imua poistaaksesi PORCELAIN ETCHANT - materiaali ja huuhtelee suurilla määrillä vettä ja ilmaquivaa. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurremaiselta.
5. Puhdista etsattu posliini levittämällä UNI-ETCH-tuotetta sen päälle ja sekoittele 20 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki suolat. Huuhtelee ja kuivata huolellisesti.
6. Levitä ohut **PORCELAIN PRIMER** -kerros etsatulle posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpöisellä) ilmaruiskulla.
7. Levitä 1–2 Z-PRIME™*-kerrosta paljaalle metallille ja ilmaquivaa 3–5 sekuntia.
8. Ravista OPAQUER™-base- ja -katalyypullot hyvin ennen annostelua. Annostele yksi tippa kumpaakin, base ja katalyysi sekoitusastalle ja sekoita harjan kärjellä. Lisää ohut OPAQUER-kerros vain metallipinnan päälle ja anna itsekovettua tai valokoveta 5 sekuntia.
9. Levitä yksi PORCELAIN BONDING RESIN -kerros, ohenna ilmalla (valokovetus valinnainen).
10. Saata valmiiksi korjaus mikrohybridiyhdistelmämuovilla (esim. AELITE All-Purpose Body) ja viimeistelet/kiillota.

D. Zirkoniumoksidin/alumiinioksidin yhdistetyn posliinin korjaus:

1. Eristä korjattava alue.
2. Poista posliinin kiille ja hio viistoon (45 astetta) korjattava alue. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pintaa karkealla timanttioranterällä. Huuhtelee vedellä ja ilmaquivaa.
3. Levitä BARRIER GEL -tuotetta ikenille, jotka saattavat altistua, tai alumiinioksidin/zirkoniumoksidin päälle alueilla, joissa etsausta ei toivota tapahtuvan.
4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuivalle posliinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta koko toimenpiteen ajan. Käytä imua poistaaksesi PORCELAIN ETCHANT -materiaali ja huuhtelee suurilla määrillä vettä ja ilmaquivaa. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurremaiselta.
5. Puhdista etsattu posliini levittämällä UNI-ETCH-tuotetta sen päälle ja sekoittele 20 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki suolat. Huuhtelee ja kuivata huolellisesti.
6. Levitä ohut **PORCELAIN PRIMER** -kerros etsatulle posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpöisellä) ilmalla.
7. Suositeltavaa: Levitä 1–2 Z-PRIME Plus -kerrosta paljaalle zirkoniumoksidille/alumiinioksidille ja ilmaquivaa 3–5 sekuntia.
8. Levitä yksi **PORCELAIN BONDING RESIN** -kerros posliinin ja zirkoniumoksidin tai alumiinioksidin päälle, ohenna ilmalla (valokovetus valinnainen).
9. Saata valmiiksi korjaus mikrohybridiyhdistelmämuovilla (esim. AELITE All-Purpose Body) ja viimeistelet/kiillota.

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta etiketistä.

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttäjä niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus aiotuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asian liittyvät riskit ja vastuut.

* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL ja OPAQUER ovat BISCO, Inc. -yhtiön valmistamia

UNI-ETCH on BISCO, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki
AELITE ja Z-PRIME ovat BISCO, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92