

*Bisco*

CE0459

**REVEAL™**

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use

**IT**

IN-184R4  
Rev. 9/17



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# REVEAL™\*

## Prototipo estetico funzionale adesivo

### INFORMAZIONI GENERALI

**REVEAL** è un composito a resistenza elevata da utilizzare nella fabbricazione di provvisori estetici adesivi a lungo termine comunemente definiti BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Le nanoparticelle di riempitivo contribuiscono alla caratteristica di lucidabilità estrema di **REVEAL** mentre i riempitivi di rinforzo consentono un carico di rinforzo elevato conferendo a **REVEAL** la massima resistenza e durata. **REVEAL** consente al clinico di soddisfare nella fase diagnostica le aspettative estetiche del paziente prima che siano realizzati i restauri definitivi.

#### Indicazioni per l'uso:

Prototipi estetici funzionali adesivi

#### Raccomandazioni:

- Contaminazione crociata: Il prodotto può contenere elementi monouso. Smaltire compule monodose, applicatori e punte usati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

#### Precauzioni:

- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Isolare e pulire tutte le superfici su cui sarà applicato **REVEAL**.
2. Creare un cucchiaino individuale utilizzando un materiale per cucchiaino trasparente (Triad TranSheet Clear\*) sul modello in gesso.
3. Polimerizzare il cucchiaino individuale in un dispositivo per polimerizzazione. Rifilare come necessario.
4. Iniettare un vinilpolisilossano trasparente (come **REVEAL** Clear Matrix) nel cucchiaino individuale e sul modello in gesso e posizionare il cucchiaino individuale sul modello in gesso.
5. Una volta ultimata la polimerizzazione del vinilpolisilossano trasparente, rifilare il materiale in eccesso. Eseguire la prova di adattamento intraorale.
6. Mordenzare i denti con un mordenzante come UNI-ETCH®\* con BAC (cloruro di benzalconio) (a seconda della durata dell'applicazione: mordenzatura a spot vs. mordenzatura completa) e sciacquare.
7. Applicare l'agente legante (ALL-BOND 3®\* secondo le istruzioni) e fotopolimerizzare per 10 secondi.
8. Iniettare **REVEAL** nella matrice trasparente.
9. Inserire intraoralmente la matrice trasparente/il cucchiaino individuale, consentendo il flusso di **REVEAL** per 2 minuti.
10. Rimuovere il cucchiaino individuale polimerizzato, lasciando nella cavità orale la matrice trasparente. Polimerizzare **REVEAL** attraverso la matrice, 20 secondi per superficie.
11. Rimuovere la matrice trasparente e rifilare il composito in eccesso con frese al carburo o diamantate.
12. Lucidare il composito.

**IGIENE:** Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.

**CONSERVAZIONE:** Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**SMALTIMENTOL:** Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

**GARANZIA:** BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità collegate all'utilizzo del prodotto.

\* REVEAL è un marchio commerciale di BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear è prodotto da Dentsply International.

UNI-ETCH e ALL-BOND 3 sono marchi registrati di BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92