

*Bisco*

CE0459

***REVEAL***<sup>TM</sup>

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.

1-847-534-6000  
1-800-247-3368

**GR**

IN-184R4  
Rev. 9/17

# REVEAL™\*

## Λεπτόρευστη ρητίνη για μεταβατικές αποκαταστάσεις

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **REVEAL** είναι μια λεπτόρευστη ρητίνη υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ανθεκτικότερων μεταβατικών, συγκολλούμενων αισθητικών αποκαταστάσεων, γνωστές και ως BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Οι νανόκοκκες ουσίες της ρητίνης δίνουν στην **REVEAL** εξαιρετική ικανότητα στίλβωσης και οι ενισχυτικές ουσίες δίνουν μέγιστη αντοχή και διάρκεια στις εμφράξεις. Το **REVEAL** επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να προσφέρει υψηλής αισθητικής και αντοχής προσωρινές αποκαταστάσεις στον ασθενή, πριν πραγματοποιηθεί η οριστική αποκατάσταση.

### Ενδείξεις χρήσης:

Προσωρινές αποκαταστάσεις

### Προσοχή!

- Μετάδοση μόλυνσης: Το προϊόν μπορεί να περιέχει αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα για μία μοναδική χρήση. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ή μολυσμένες δοσομετρικές φύσιγγες, τις συσκευές εφαρμογής και τα άκρα. Μην καθαρίζετε, αποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε όσα είδη προορίζονται για μία χρήση.

### Προφυλάξεις:

- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μετακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
- Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεισφοδόνζητηθεί.
- Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απομονώστε και καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα τοποθετηθεί η ρητίνη **REVEAL**.
- Δημιουργήστε ένα ατομικό δισκίο χρησιμοποιώντας διαφανές υλικό (όπως το Triad TranSheet Clear\*) στο γύψινο εκμαγείο.
- Πολυμερίστε το ατομικό δισκίο. Κόψτε όπου χρειάζεται.
- Τοποθετήστε διαφανές υλικό πολυβινυλοισολοξάνης (όπως το **REVEAL Clear Matrix**) στο ατομικό δισκίο και στο γύψινο εκμαγείο και στη συνέχεια τοποθετείστε το ατομικό δισκίο στο εκμαγείο.
- Μετά την πήξη της διαφανούς μήτρας πολυβινυλοισολοξάνης αφαιρέστε τις περίσσειες. Δοκιμάστε τη μήτρα στο στόμα του ασθενούς.
- Αδροποιήστε τα δόντια του ασθενούς με τη βοήθεια ενός αδροποιητικού όπως το BISCO UNI-ETCH®\* και ξεπλύνετε.
- Τοποθετήστε τον συγκολλητικό παράγοντα (BISCO ALL-BOND 3®\* σύμφωνα με τις οδηγίες) και φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα.
- Εγχύετε το **REVEAL** στο ατομικό δισκίο.
- Τοποθετείτε το ατομικό δισκίο στο στόμα και αφήνετε το **REVEAL** για 2 λεπτά.
- Αφαιρέστε το ατομικό δισκίο, αφήνοντας τη διαφανή μήτρα πολυβινυλοισολοξάνης στο στόμα. Φωτοπολυμερίστε το **REVEAL** μέσω της μήτρας για 20 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια.
- Αφαιρέστε τη διαφανή μήτρα και κόψτε τις περίσσειες της ρητίνης με κατάλληλη φρέζα.
- Γυαλίζετε το υλικό.

**ΥΓΙΕΙΝΗ:** Ξανακλείστε προσεκτικά τις σύριγγες τύπου "luer". Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσουν στον έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F – 25°C/77°F).

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

**ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.

\* Το **REVEAL** είναι εμπορική ονομασία της BISCO, Inc.

Το Triad TranSheet Clear παρασκευάζεται από την Dentsply International.

Τα σήματα ALL-BOND 3 και UNI-ETCH αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92