

Bisco

CE0459

REVEAL™

*Light-
Cured*

Bonded Functional Esthetic Prototype

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.

1-847-534-6000
1-800-247-3368

DE

IN-184R4
Rev. 9/17

REVEAL™

Gebondeter, funktionaler, ästhetischer Prototyp

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

REVEAL ist ein hochfestes, fließfähiges Komposit zur Verwendung in der Herstellung gebondeter ästhetischer vorläufiger Langzeitprovisorien, die üblicherweise als BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype; gebondeter, funktionaler, ästhetischer Prototyp) bezeichnet werden. Die nano-großen Füllpartikel tragen zu der hervorragenden Polierbarkeit von **REVEAL** bei, während die verstärkenden Füllstoffe **REVEAL** maximale Belastbarkeit und Haltbarkeit verleihen. **REVEAL** ermöglicht es dem Anwender, die ästhetischen Erwartungen des Patienten diagnostisch zu erfüllen, bevor die endgültigen Restaurationen fertiggestellt sind.

Indikationen für den Gebrauch:

Gebondete, funktionale, ästhetische Prototypen

Vorsicht:

- Kreuz-Kontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Gebrauchte oder kontaminierte Einmal dosis-Kompu len, Applikatoren

Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.Bisco.com.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Alle Oberflächen, auf die **REVEAL** aufgetragen wird, isolieren und reinigen.
2. Individuellen Löffel aus transparentem Löffelmaterial (z. B. Triad TranSheet Clear*) am Gipsmodell erstellen.
3. Den individuellen Löffel in der Lichtbox härten. Nach Bedarf ausarbeiten.
4. Transparentes VPS (wie **REVEAL** Clear Matrix) in den individuellen Löffel und auf das Gipsmodell applizieren und den individuellen Löffel auf das Gipsmodell setzen.
5. Nachdem das Clear VPS abgebunden hat, das überschüssige Material entfernen. Testweise im Patientenmund einsetzen.
6. Zahn mit einem Ätzmittel wie UNI-ETCH®* (je nach Einsatzzeit: punktuelle Ätzung bis komplette Ätzung) ätzen und abspülen.
7. Adhäsiv (ALL-BOND 3®*) gemäß den Anweisungen applizieren und 10 Sekunden lang lichter härten.
8. **REVEAL** in die transparente VPS-Matrize injizieren.
9. Transparente VPS-Matrize/individuellen Löffel in den Mund einsetzen, **REVEAL** 2 Minuten lang anfließen lassen.
10. Harten individuellen Löffel entfernen, die transparente VPS-Matrize im Mund belassen. **REVEAL** durch die VPS-Matrize hindurch 20 Sekunden pro Oberfläche lichter härten.
11. Transparente VPS-Matrize entfernen und überschüssiges Komposit mit Hartmetall- oder Diamantwerkzeugen ausarbeiten.
12. Komposit polieren.

HYGIENE: Spritzen mit Luer-Verschlußkappen wieder verschließen. Zur Vermeidung von Kontaminierung der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und die gesamte Haftung.

- * REVEAL ist ein eingetragenes Warenzeichen von BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear wird von Dentsply International hergestellt.
UNI-ETCH und ALL-BOND 3 sind eingetragene Warenzeichen von BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92