

Bisco

CE0459

REVEAL™

*Light-
Cured*

Bonded Functional Esthetic Prototype

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.

DK

IN-184R4
Rev. 9/17

1-847-534-6000
1-800-247-3368

REVEAL™*

Afbundet funktionel æstetisk prototype

GENERELLE OPLYSNINGER

REVEAL er en særdeles stærk flow-komposit til fremstilling af semipermanente æstetiske bondede provisorier der normalt kaldes BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Fillerpartiklerne i nanostørrelse bidrager til **REVEAL** fremragende poleringsegenskaber, mens de forstærkende fillerpartikler tillader højt fillerindhold, hvilket giver **REVEAL** maksimal styrke og holdbarhed. **REVEAL** gør det diagnostisk muligt for klinikerne at leve op til patientens æstetiske forventninger, inden de endelige restaureringer fremstilles er.

Indikationer for brug:

Bondede æstetiske funktionelle provisorier

Forsigtigheder:

- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede enhedsdosiskapsler, applikatorer og spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

- Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden på følsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com.

BRUGSANVISNING

1. Isolér og rens alle overflader, der skal have påført **REVEAL**.
2. Lav en individuelt fremstillet ske vha. et gennemsigtigt skemateriale (dvs. Triad TranSheet Clear*) på gipsmodellen.
3. Lyspolymerisér skeen i en lyskasse. Beskær efter behov.
4. Injicér en gennemsigtig VPS (såsom **REVEAL** gennemsigtig matrice) i skeen og på gipsmodellen, og sæt skeen ned på gipsmodellen.
5. Når den gennemsigtige VPS er hærdet, skal overskydende materiale beskæres. Afprøv i patientens mund.
6. Æts tænderne med et ætsemiddel såsom UNI-ETCH® m/BAC (afhængigt af hvor længe provisoriet skal fungere: punktætsning eller komplet ætsning), og skyl.
7. Placér adhæsiv (ALL-BOND 3® iht. vejledningen), og lyspolymerisér i 10 sekunder.
8. Injicér **REVEAL** i den gennemsigtige matrice.
9. Sæt den gennemsigtige matrice/ske i munden, og lad **REVEAL** flyde på plads i 2 minutter.
10. Fjern den hårde ske, og efterlad den gennemsigtige matrice i munden. Lyspolymerisér **REVEAL** gennem matricen i 20 sekunder per overflade.
11. Fjern den gennemsigtige matrice, og beskær overskydende kompositmateriale med karbidbor eller diamanter.
12. Polér kompositmateriale.

HYGIEJNE: Sæt luer-lock hættten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.

OPBEVARING: Opbevar ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* REVEAL er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear fremstilles af Dentsply International.

UNI-ETCH og ALL-BOND 3 er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92