

Bisco



ZirClean™

Restoration Cleaner

Instructions for Use

PT

IN-225R6
Rev. 12/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000

ZirClean™

Gel de Limpeza para Restaurações

INFORMAÇÕES GERAIS

ZirClean é um gel de limpeza adequado para limpeza não abrasiva das superfícies acondicionadas de restaurações protéticas depois da prova intraoral. Consequentemente, ajuda a obter resultados frágeis de cimentação adesiva.¹

Indicações de utilização:

ZirClean é um gel de limpeza extraoral de superfícies de restaurações pré-tratadas em cerâmica, zircónia e metal, que foram contaminadas durante a prova intraoral.

Contraindicações:

- Se a técnica de trabalho estipulada não puder ser aplicada.
- Se a limpeza for realizada intraoralmente.
- Para a limpeza de restaurações que entraram em contacto com pastas à base de silicone.

Advertências:

- Pode causar queimaduras químicas.
- Não respire o fumo.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico.
- Utilize roupas de proteção adequadas, luvas e proteção para os olhos e rosto.
- NÃO utilize **ZirClean** para acondicionar superfícies de esmalte ou dentina expostas.
- Podem ocorrer lesões se **ZirClean** permanecer em contacto com a pele ou durante um período de tempo prolongado. Se ocorrer contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.
- No caso de resistência durante a dispensação, substitua a ponta e verifique novamente. Utilize apenas pontas recomendadas.
- Não permita a ingestão de qualquer produto.
- Volte a tapar a seringa com a tampa luer lock.
- Este material e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

Cuidados:

- Contaminação cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os acessórios utilizados ou contaminados. Não reutilize.

Precauções:

- A contaminação da restauração com saliva ou sangue deve ser absolutamente evitada após a limpeza com **ZirClean**. Em caso de contaminação, todo o tratamento da restauração deve ser repetido.
- O Médico e o Assistente devem utilizar proteção ocular e luvas.
- Após a limpeza, o primer deve ser reaplicado em superfícies previamente salinizadas e acondicionadas.
- Ficha de Dados de Segurança disponível mediante solicitação.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NOTA: Independentemente das restaurações terem sido ou não acondicionadas previamente, devem ser limpas de acordo com o seguinte protocolo de limpeza.

Materiais não acondicionáveis (Zircónia, Compósito, Metal)

1. Faça a prova (para verificar a oclusão e o assento).
2. Após a prova, enxague bem a restauração com jato de água e seque com ar isento de óleo.
3. Remova a tampa do **ZirClean**, prenda firmemente a ponta e verifique o fluxo de material antes da aplicação.
4. Cubra todas as superfícies acondicionadas da restauração com uma camada de **ZirClean**. As pontas são apenas de uso único; deite fora adequadamente antes de utilizar o material novamente.

5. Aguarde 20 segundos para que a ação de limpeza do **ZirClean** faça efeito, enxague bem com jato de água e seque com ar isento de óleo.
6. Utilize um jato de areia na superfície interna de restauração (salvo se já tiver sido utilizado previamente)
7. Prepare a superfície de adesão da restauração com um primer adequado (como Z-PRIME™ Plus*) de acordo com as instruções do fabricante.

Materiais condicionáveis (Dissilicato de Lítio, Porcelana Feldspática)

1. Faça a prova (para verificar a oclusão e o assento).
2. Após a prova, enxague bem a restauração com jato de água e seque com ar isento de óleo.
3. Remova a tampa do **ZirClean**, prenda firmemente a ponta e verifique o fluxo de material antes da aplicação.
4. Cubra todas as superfícies acondicionadas da restauração com uma camada de **ZirClean**. As pontas são apenas de uso único; deite fora adequadamente antes de utilizar o material novamente.
5. Aguarde 20 segundos para que a ação de limpeza do **ZirClean** faça efeito, enxague bem com jato de água e seque com ar isento de óleo.
6. Prepare a superfície de adesão da restauração com um primer adequado (como PORCELAIN PRIMER*) de acordo com as instruções do fabricante.

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de uma proteção higiênica, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.

ELIMINAÇÃO: Consulte as Normas Comunitárias relacionadas com os resíduos perigosos. Na falta destas, consulte as Normas Nacionais ou Regionais relacionadas com resíduos perigosos.

ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* ZirClean e Z-PRIME são marcas comerciais da BISCO, Inc.

* O PORCELAIN PRIMER é fabricado pela BISCO, Inc.

† Baseado na comparação com amostras não tratadas

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92