

Bisco



ZirClean™

Restoration Cleaner

Instructions for Use

FI

IN-225R6
Rev. 12/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000

ZirClean™

Restauraatioiden puhdistusaine

YLEISTIETOJA

ZirClean on puhdistusgeeli, joka sopii proteettisten töiden sidospintojen hankaamattomaan puhdistukseen suunsisäisen sovituksen jälkeen. Se auttaa myös saamaan luotettavat kiinnityssementin tulokset.¹

Käyttöindikaatiot:

ZirClean on suun ulkopuolella käytettävä puhdistusaine esi-käsittelystä keramiasta, zirkoniumista tai metallista valmistettujen restauraatioiden pinnoille, jotka ovat kontaminoituneet suunsisäisen sovituksen aikana.

Vasta-aiheet:

- Jos esitettyä työskentelymenetelmää ei voi käyttää.
- Jos puhdistaminen suoritetaan suunsisäisesti.
- Sellaisten restauraatioiden puhdistus, jotka ovat olleet kontaktissa silikonipohjaisten tahnojen kanssa.

Varoitukset:

- Voi syövyttää ihoa.
- Älä hengitä aineen höyryjä.
- Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hanki lääkinällistä apua.
- Käytä sopivia suojavarusteita, hansikkaita ja silmä-/kasvosuojaimia.
- **ZirClean** EI SAA käyttää paljastuneiden hammaskiille- tai dentiinipintojen etsaukseen.
- Jos **ZirClean** annetaan jäädä iholle tai limakalvolle pitkäksi aikaa, se voi vahingoittaa. Mikäli muut kudokset joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan.
- Jos vastusta esiintyy levittämisen aikana, vaihda kärki uuteen ja tarkista virtaus uudestaan. Käytä vain suositeltuja kärkiä.
- Mitään tuotteista ei saa niellä.
- Aseta ruiskun luer lock -tulppa uudestaan paikalleen.
- Tämä materiaali ja sen säiliö täytyy hävittää vaarallisena jätteenä.

Huomio:

- Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet lisävarusteet. Älä käytä uudelleen.

Varotoimet:

- Restauration sylki- tai verikontaminaatiota täytyy ehdottomasti välttää **ZirClean** puhdistamisen jälkeen. Jos kontaminaatio tapahtuu, täytyy koko restauraatiokäsittely suorittaa uudelleen.
- Käyttäjän ja avustajan pitäisi käyttää silmäsuojaimia sekä suojakäsineitä.
- Puhdistamisen jälkeen esikäsitteilyainetta täytyy laittaa uudelleen pinnoille, jotka aiemmin.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Käyttöturvallisuustiedote löytyy sivustolta www.Bisco.com

KÄYTTÖOHJEET

HUOMAUTUS: Riippumatta siitä, onko restauraatiot käsitelty etukäteen, ne on puhdistettava seuraavalla menetelmällä.

Ei-etsattavat materiaalit (zirkonium, yhdistelmämuovi, metalli)

1. kokeilu (okklusion ja istuvuuden tarkistamiseksi).
2. kokeilun jälkeen huuhtelee restauraatio huolellisesti vesisuihulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
3. Ennen käyttöä irrota **ZirClean** tulppa, kiinnitä kärki tukevasti ja varmista materiaalin virtaus.
4. Peitä kaikki restauraation sidostuspinnat **ZirClean**-kerroksella. Kärjet ovat kertakäyttöisiä. Hävitä ne asianmukaisesti ennen materiaalin käyttöä seuraavan kerran.

5. Odota 20 sekuntia, että **ZirClean** puhdistava vaikutus toimii ja sitten huuhtelee kohde huolellisesti vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
6. Hiekkapuhalla restauration sisäpinta (paitsi jos restaatio on aiemmin hiekkapuhallettu)
7. Valmistelee restauration sidostuspinta sopivalla esikäsitteilyaineella (kuten Z-PRIME™Plus*) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Etsattavat materiaalit (litiumdisilikaatti, maasälpäposliini)

1. kokeilu (okklusion ja istuvuuden tarkistamiseksi).
2. kokeilun jälkeen huuhtelee restaatio huolellisesti vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
3. Ennen käyttöä irrota **ZirClean** tulppa, kiinnitä kärki tukevasti ja varmista materiaalin virtaus.
4. Peitä kaikki restauration sidostuspinnat **ZirClean**-kerroksella. Kärjet ovat kertakäyttöisiä. Hävitä ne asianmukaisesti ennen materiaalin käyttöä seuraavan kerran.
5. Odota 20 sekuntia **ZirClean** puhdistavaa vaikutusta ja huuhtelee sitten kohde huolellisesti vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
6. Valmistelee restauration sidostuspinta sopivalla esikäsitteilyaineella (kuten PORCELAIN PRIMER*) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HYGIENIA: Aseta ruiskujen luer lock -tulppa uudestaan paikalleen. On suositeltavaa käyttää yleisesti saatavilla olevaa hygieniasuojausta ruiskujen kaiken kontaminoitumisen välttämiseksi hoidon aikana.

HÄVITTÄMINEN: Noudata vaarallisen jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos niitä ei ole, noudata vaarallisen jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAKUU: BISCO Inc. hyväksyy vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kuvauksen vastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttäen niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä päättää tuotteiden sopivuudesta aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä omaksuu kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* ZirClean ja Z-PRIME ovat BISCO, Inc.:n tavaramerkkejä

* PORCELAIN PRIMER on BISCO, Inc.:n valmistama

† Perustuu vertailuun käsittelemättömien näytteiden kanssa

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
208, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92