

*Bisco*



***ZirClean™***

*Restoration Cleaner*

## Instructions for Use

NL

IN-225R6  
Rev. 12/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000

# ZirClean™

## Restauratiereiniger

### ALGEMENE INFORMATIE

**ZirClean** is een reinigende gel die geschikt is voor niet-schurende reiniging van de hechtoppervlakken van prothetische restauraties na intraorale try-in. Het levert betrouwbare resultaten op het gebied van hechtend cementeren.<sup>1</sup>

#### Indicaties voor gebruik:

**ZirClean** is een extraorale reiniger van voorbehandelde restauratieoppervlakken vervaardigd uit keramiek, zirkonium en metaal die tijdens intraorale try-in zijn gecontamineerd.

#### Contra-indicaties:

- Als de gestipuleerde werkingstechniek niet kan worden toegepast.
- Als de reiniging intraoraal wordt uitgevoerd.
- Voor de reiniging van restauraties die in contact zijn gekomen met siliconengebaseerde pasta's.

#### Waarschuwingen:

- Kan chemische brandwonden veroorzaken.
- Dampen niet inademen.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
- Geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming dragen.
- **ZirClean** NIET gebruiken voor het etsen van blootliggende glazuur- of dentineoppervlakken.
- Als ZirClean gedurende langere tijd op de huid achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Contact met andere weefsels: spoel onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water af.
- Als u weerstand ondervindt bij het doseren, vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Gebruik uitsluitend de aanbevolen tips.
- Zorg dat het product niet wordt ingeslikt.
- Sluit spuit weer af met de Luer-lockdop.
- Dit materiaal en de container ervan moeten als gevaarlijk afval worden weggegooid.

#### Aandachtspunten:

- Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of verontreinigde accessoires afvoeren. Niet hergebruiken.

#### Voorzorgsmaatregelen:

- Contaminatie van de restauratie met speeksel of bloed moet volledig worden vermeden na reiniging met **ZirClean**. In geval van contaminatie moet de hele behandeling van de restauratie worden herhaald.
- De gebruiker en de assistent moeten een bril en handschoenen dragen.
- Na reiniging moet de primer opnieuw worden aangebracht op oppervlakken die eerder met een zoutoplossing en primer zijn behandeld.
- Op aanvraag zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com)

### GEBRUIKSAANWIJZING

**OPMERKING:** Ongeacht of de restauraties van tevoren wel of niet zijn geconditioneerd, moeten ze worden gereinigd aan de hand van het volgende reinigingsprotocol.

#### Niet-eetbare materialen (zirkonium, composiet, metaal)

1. Try-in (om occlusie en pasvorm te controleren).
2. De restauratie na try-in grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
3. De dop van **ZirClean** verwijderen, de tip stevig vastzetten en het vloeien van het materiaal controleren alvorens het aan te brengen.
4. Alle hechtoppervlakken van de restauratie bedekken met een laagje **ZirClean**. Tips zijn voor eenmalig gebruik; op gepaste wijze weggoien alvorens het materiaal weer te gebruiken.

5. **ZirClean** 20 seconden laten inwerken en dan grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
6. Intern oppervlak van restauratie polijsten (tenzij de restauratie al eerder is gepolijst).
7. Het hechtoppervlak van de restauratie met een geschikte primer (zoals Z-PRIME<sup>a</sup> Plus\*) behandelen volgens de instructies van de fabrikant.

### **Eetbare materialen (lithiumdisilicaat, veldspaatporselein)**

1. Try-in (om occlusie en pasvorm te controleren).
2. De restauratie na try-in grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
3. De dop van **ZirClean** verwijderen, de tip stevig vastzetten en het vloeien van het materiaal controleren alvorens het aan te brengen.
4. Alle hechtoppervlakken van de restauratie bedekken met een laagje **ZirClean**. Tips zijn voor eenmalig gebruik; op gepaste wijze weggooien alvorens het materiaal weer te gebruiken.
5. **ZirClean** 20 seconden laten inwerken en dan grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
6. Het hechtoppervlak van de restauratie met een geschikte primer (zoals PORCELAIN PRIMER\*) behandelen volgens de instructies van de fabrikant.

**HYGIËNE:** Recap spuiten met de Luer Lock cap. Gebruik van algemene hygiëne beschermingsmaterialen om contaminatie van de spuit tijdens behandelingen te voorkomen wordt aangeraden.

**AFVOER:** Recap spuiten met de Luer Lock cap. Gebruik van algemene hygiëne beschermingsmaterialen om contaminatie van de spuit tijdens behandelingen te voorkomen wordt aangeraden.

**OPSLAG:** Bewaar op kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkent zijn verantwoordelijkheid om producten te vervangen wanneer deze bewezen defect zijn. BISCO, Inc. accepteert geen verantwoordelijkheid voor enigerlei schade of verlies, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van of het onvermogen van het gebruik van de producten als beschreven. Voor gebruik, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen of het product geschikt is voor het bedoelde gebruik. De gebruiker neemt hierbij alle bijbehorende verantwoordelijkheid en risico's.

\* ZirClean en Z-PRIME zijn handelsmerken van BISCO, Inc.

\* PORCELAIN PRIMER wordt vervaardigd door BISCO, Inc.

<sup>†</sup> Gebaseerd op vergelijking met niet-behandelde monsters