

Bisco

CE

DUAL-SYRINGE

Instructions for Use

RU

IN-090R8
Rev. 11/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система двойного шприца позволяет смешивать в правильной пропорции базу и катализатор при использовании смешивающей канюли. Это дает уверенность, позволяющую стоматологу сразу наносить материал на подготовленную поверхность/реставрацию, контролируя лишь количество наносимого готового к отверждению материала.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania systemu aplikacji z konkretnym materiałem, czytaj instrukcję użytkowania konkretnego materiału.

Инструкция по применению

1. Снимите заглушку с двойного шприца, повернув ее против часовой стрелки и стянув её.
2. При первом использовании каждого двойного шприца: выдавите первые 2-3мм материала на лист для замешивания, чтобы убедиться, что получается однородная масса материала.
3. Расположите смешивающую канюлю на двойном шприце совместив метку (A) на канюле с меткой (B) на шприце и поверните канюлю по часовой стрелке до полной фиксации канюли в шприце.



4. Варианты использования:

1. Выдавить материал на подготовленную поверхность/реставрацию используя смешивающую канюлю.
2. Для внутритривового нанесения с помощью унидозы: Приложите устье унидозы к выходу смешивающей канюли и выдавите материал в унидозу. Разместите поршень в унидозе и расположите унидозу в диспенсере. Материал в унидозе готов к применению.
5. Смешивающую канюлю на двойном шприце необходимо оставлять до следующего использования цемента. Если цемент наносился со шприца в ротовой полости, необходимо протереть шприц и канюлю дезинфицирующим раствором. Перед размещением новой канюли на шприце, выдавите 2-3 мм базы и катализатора на лист для замешивания.

ГИГИЕНА: Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнесите с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнесите с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае, если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не признает ответственности в случае повреждений или утрат, как прямых, так и косвенных, произошедших от использования или от невозможности использования продукта, как это описано. Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. К тому же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92