

*Bisco*

CE 0459

**FORTIFY™** / *Light-Cured*

*Composite Surface Sealant*

## Instructions for Use

**FI**

IN-012R9  
Rev. 3/19



**BISCO**

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

## YLEISIÄ TIETOJA

**FORTIFY** on valokovetteinen matalaviskoosinen filleritön resiiniformulaatio.

**FORTIFY** on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmämuovin pinnoitteena. Taka-alueen yhdistelmämuovirestauraatioiden muotoilu ja viimeistely pyörivillä instrumenteilla voi aikaansaada mikrohalkeamia ja pinnan epäsäännöllisyyksiä, jotka edistävät yhdistelmämuovin kulumista ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. **FORTIFY**, joka on fillerittömästä resiinistä formuloitu pinnoite, vähentää taka-alueen yhdistelmämuovien kulumista jopa 45 % viiden vuoden kohdalla<sup>1</sup>. **FORTIFY**-tuotteella pinnoitetulla yhdistelmämuovipinnalla on parempi kulumiskestävyys ja pitkäaikainen saumatiiviyys. **FORTIFY** vaikuttaa kaikkiin etualueen ja taka-alueen yhdistelmämuoveihin (Bis-GMA- tai UDMA-resiinipohja) ja parantaa kulumiskestävyttä. **FORTIFY**-tuotteen ainutkertaisen formulaation ansiosta sitä voidaan ilmaohentaa merkittävästi ja sitten valokovettaa ilman että se häiritsee purentaa.

**FORTIFY**-tuotteen käyttöperiaate on seuraavien pintojen läpäseminen ja pinnoittaminen:

1. Suorat yhdistelmämuovirestauraatiot
2. Epäsuorat yhdistelmämuovirestauraatiot
3. Väliaikaiset restauraatiot
4. Amalgaamirestauraatiot

### Varoitukset:

- Vältä silmiin roiskumista. Jos tuote pääsee kosketukseen silmien kanssa, huuhtele runsaalla vesimäärällä ja käänny lääkärin puoleen.

### Huomio:

- Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet kerta-annokset ja tarvikkeet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai käyttää uudelleen.

### Varotoimet:

- Polymeroitumattomat resiniitit voivat aiheuttaa herkille henkilöille ihon herkistymistä. Vältä ihokosketusta. Jos ainetta joutuu iholle, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Katso yksittäisen osan viimeinen käyttöpäivämäärä kyseisen tuotteen omasta etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyynnöstä.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa verkkosivustolta [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

## KÄYTTÖOHJEET

1. **Uudet restauraatiot:** Kun lopullinen restauraatio on tarkistettu, viimeistely ja kiillotettu, huuhtele hammasta ja restauraatiota runsaalla vesimäärällä kaikkien jäämien poistamiseksi. **TAI**

**Aiemmin tehdyt restauraatiot:** Puhdista koko pinta hohkakivitahnalla ja vedellä.

2. Etsaa restauration pinta ja noin 1–2 mm hampaan/restauraation reunan yli noudattamalla etsausaineen valmistajan ohjeita. Etsaa koko pinnan peittävässä restaurationissa koko restaurationipinta.
3. Huuhtelee runsaalla vesimäärällä ja ilmakeivää hammas ja restaurationi huolellisesti.
4. Vie pieni määrä **FORTIFY**-pinnoitetta sekoituskoppiin. Levitä ohut kerros aiemmin etsatuille pinnoille hankaavaa liikettä käyttäen. Ilmaohenna puhaltamalla ilmaa kevyesti tämän kerroksen päälle varmistaaksesi pinnoitteen tasaisen leviämisen.
5. Valokoveta pinnoitetta 10 sekuntia. Tarkista purenta.

**HÄVITTÄMINEN:** Katso paikalliset jätteenkäsittelyn säännöt. Jos niitä ei ole, noudata kansallisia tai alueellisia jättesäännöksiä.

**SÄILYTYS:** Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**TAKUU:** BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttäen niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

\* FORTIFY on BISCO, Inc. tavaramerkki.

<sup>1</sup> Dickinson, GL, Leinfelder, KF. Assessing the Long-Term effect of a Surface Penetrating Sealant. JADA 124:68-72, 1993.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368  
www.bisco.com

 BISCO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
33-4-90-42-92-92