

Bisco

CE

NB Instrument Kit

Composite Placement Instruments

Instructions for Use

SE



IN-222R1
Rev. 12/17

1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

NB Instrument* Kit

Handinstrument för kompositthantering

Kontrollera förekomst av eventuella skador på instrumenten innan de används. Använd inte om skador förekommer.

Rengör instrumenten snarast efter användning: Instrumenten kan tvättas för hand eller i ultraljudsbad eller i automatisk diskmaskin, med användning av icke korrosivt, låglöddrande och neutralt rengöringsmedel. Använd inte skurmedel.

Sterilisera före användning första gången och mellan patienter: Autoklavera i 20 minuter vid 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments tillverkas av BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92