



Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830
Data de emissão: 08/03/2018 Versão: 2.0

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto : Pro-V Fill

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Utilização da substância ou mistura : Por prescrição médica

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existe informação adicional disponível.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante:

Bisco, Inc. 1100 W Irving Park Road, Schaumburg, IL 60193 USA
1-847-534-6000, durante as horas normais de expediente
www.bisco.com

Representante na Europa:

Bisico France, 208, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence, France
Telefone: 33-4-90-42-92-92

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : CHEMTREC - Centro de comunicação de emergência 24 horas para materiais perigosos
Nos EUA: 1-800-424-9300 Fora dos EUA: 1-703-527-3887, aceites chamadas a pagar no destino

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Corrosivo/irritante para a pele Categoria 2 H315
Danos oculares/irritação ocular graves, Categoria 2 H319
Sensibilização cutânea, Categoria 1 H317

Texto completo das advertências H: consultar a secção 16

Efeitos adversos das propriedades físico-químicas para a saúde humana e para o ambiente

Não existe informação adicional disponível.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :



GHS07

Palavra-sinal (CLP) : Atenção
Componentes perigosos : Proprietário; Mistura de acrilato de uretano com SR256; 2(2-Etoxietoxi) Acrilato de etilo; 2-Hidroxietil metacrilato
Advertências de perigo (CLP) : H315 - Provoca irritação cutânea
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H319 - Provoca irritação ocular grave
Recomendações de prudência (CLP) : P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/ protecção ocular/protecção facial.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/...
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P321 - Tratamento específico (ver Primeiros socorros no presente rótulo)

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

P332+P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico
P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar
P501 - Eliminar o conteúdo e o recipiente num centro de recolha dos resíduos perigosos ou especiais, numa empresa ou instalação de recolha autorizada de tratamento de resíduos perigosos, exceto os recipientes vazios e lavados que podem ser eliminados como resíduos banais, centro de recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional.

2.3. Outros perigos

Não existe informação adicional disponível.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

| Nome | Identificador do produto | % | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] |
|--|---|---------|--|
| Mistura de acrilato de uretano com SR256 | (N.º CAS) Proprietário | 10 a 30 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Proprietário | (N.º CAS) Proprietário (N.º CE) Proprietário | 1 a 5 | Skin Sens. 1B, H317 |
| 2(2-Etoxi)acrilato de etilo | (N.º CAS) 7328-17-8 (N.º CE) 230-811-7 | 1 a 5 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| 2-Hidroxietil metacrilato | (N.º CAS) 868-77-9 (N.º CE) 212-782-2 (N.º do Índice CE) 607-124-00-X | 1 a 5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Ácido acético substância com limite de exposição no local de trabalho comunitário | (N.º CAS) 64-19-7 (N.º CE) 200-580-7 (N.º do Índice CE) 607-002-00-6 | < 1 | Flam. Líq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 |

Limites específicos da concentração:

| Nome | Identificador do produto | Limites específicos da concentração |
|---------------|--|---|
| Ácido acético | (N.º CAS) 64-19-7 (N.º CE) 200-580-7 (N.º do Índice CE) 607-002-00-6 | (10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (C >= 90) Skin Corr. 1A, H314 |

Texto completo das advertências H: consultar a secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
- Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita água. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos : Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Procurar assistência médica.
- Primeiros socorros em caso de ingestão : Caso sinta indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Irritação. Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos : Irritação dos olhos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Agentes extintores adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Libertação possível de fumos tóxicos.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Vestuário de proteção completo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Planos de emergência : Ventilar a zona do derramamento. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Evitar respirar as névoas ou vapores.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8 : "Controlo de /proteção individual".

6.2. Precauções ambientais

Evitar a libertação para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Apanhar mecanicamente o produto.

Outras informações : Eliminar as matérias ou resíduos sólidos num centro autorizado.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Usar equipamento de proteção individual. Evitar respirar as névoas ou vapores.

Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de qualquer manuseio.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe informação adicional disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

| Ácido acético (64-19-7) | | |
|-------------------------|--|--|
| UE | IOELV TWA (mg/m ³) | 25 mg/m ³ (Ácido acético; UE; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h; Valor indicativo do limite de exposição ocupacional) |
| UE | IOELV TWA (ppm) | 10 ppm (Ácido acético; UE; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h; Valor indicativo do limite de exposição ocupacional) |
| Bélgica | Valor limite (mg/m ³) | 25 mg/m ³ (Ácido acético; Bélgica; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h) |
| Bélgica | Valor limite (ppm) | 10 ppm (Ácido acético; Bélgica; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h) |
| Bélgica | Valor de tempo limitado (mg/m ³) | 38 mg/m ³ (Ácido acético; Bélgica; Valor de tempo limitado) |
| Bélgica | Valor de tempo limitado (ppm) | 15 ppm (Ácido acético; Bélgica; Valor de tempo limitado) |
| França | VLE (mg/m ³) | 25 mg/m ³ (Ácido acético; França; Valor de tempo limitado;) |
| França | VLE (ppm) | 10 ppm (Ácido acético; França; Valor de tempo limitado;) |

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

| Ácido acético (64-19-7) | | |
|-------------------------|---|---|
| Holanda | Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³) | 25 mg/m ³ (Ácido acético; Holanda; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h; Valor do limite de exposição ocupacional pública) |
| EUA - ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 10 ppm (Ácido acético; EUA; Média ponderada do tempo limite de exposição 8 h; TLV – valor adotado) |
| EUA - ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 15 ppm (Ácido acético; EUA; Valor de tempo limitado; TLV – valor adotado) |

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

Proteção das mãos:

Luvas de proteção

Proteção ocular:

Óculos de proteção

Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de proteção adequado

Proteção respiratória:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

Controlo da exposição ao ambiente:

Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas

| | |
|--|---------------------------------|
| Forma | : Sólido |
| Aparência | : Pasta viscosa |
| Cor | : Branco |
| Cheiro | : Acrílico |
| Limiar olfactivo | : Não existem dados disponíveis |
| pH | : Não existem dados disponíveis |
| Velocidade de evaporação (acetato de butilo=1) | : Não existem dados disponíveis |
| Ponto de fusão | : Não existem dados disponíveis |
| Ponto de solidificação | : Não aplicável |
| Ponto de ebulição | : Não existem dados disponíveis |
| Ponto de inflamação | : Não aplicável |
| Temperatura de combustão espontânea | : Não aplicável |
| Temperatura de decomposição | : Não existem dados disponíveis |
| Inflamabilidade (sólido, gás) | : Não inflamável. |
| Pressão de vapor | : Não existem dados disponíveis |
| Densidade relativa de vapor a 20 °C | : Não existem dados disponíveis |
| Densidade relativa | : Não aplicável |
| Solubilidade | : Não existem dados disponíveis |
| Log Pow | : Não existem dados disponíveis |
| Viscosidade, cinemático/a | : Não aplicável |
| Viscosidade, dinâmico/a | : Não existem dados disponíveis |
| Propriedades explosivas | : Não existem dados disponíveis |
| Propriedades comburentes | : Não existem dados disponíveis |
| Limites de explosão | : Não aplicável |

9.2. Outras informações

Não existe informação adicional disponível.

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa sob condições normais de uso.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma nas condições de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secção 7).

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação adicional disponível.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não deverá formar-se nenhum produto de decomposição perigoso.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado

Toxicidade aguda (cutâneo) : Não classificado

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado

| Proprietário (Proprietário) | |
|-----------------------------|--|
| DL50 oral rato | > 2.000 mg/kg peso corporal (Rato; Estudo da literatura) |
| DL50 cutânea rato | > 2.000 mg/kg peso corporal (Rato; Estudo da literatura) |

| Ácido acético (64-19-7) | |
|-------------------------|---|
| DL50 oral rato | 3.310 mg/kg peso corporal (Rato; Outro; Correlação) |

| Mistura de acrilato de uretano com SR256 (Proprietário) | |
|---|-----------------|
| DL50 oral rato | N/A |
| DL50 cutânea rato | N/A |
| DL50 cutânea coelho | N/A |
| CL50 inalação rato (ppm) | N/A |
| CL50 inalação rato (Névoa/Poeira - mg/l/4h) | N/A mg/litro/4h |
| CL50 inalação rato (Vapores - mg/litro/4h) | N/A mg/litro/4h |

| 2-Hidroxietil metacrilato (868-77-9) | |
|--------------------------------------|--|
| DL50 oral rato | 5.564 mg/kg peso corporal (Rato; Valor experimental) |
| DL50 cutânea coelho | > 5.000 mg/kg peso corporal (Coelho; Valor experimental) |

Corrosão/irritação cutânea : Provoca irritação cutânea.
Lesões oculares graves/irritação ocular : Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização respiratória ou cutânea : Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado
Carcinogenicidade : Não classificado
Toxicidade reprodutiva : Não classificado

(STOT) - exposição única : Não classificado

| Mistura de acrilato de uretano com SR256 (Proprietário) | |
|---|----------------------------|
| LOAEL (oral, rato) | N/A mg/kg de peso corporal |
| LOAEL (cutâneo, rato/coelho) | N/A mg/kg de peso corporal |
| LOAEC (inalação, rato, gases) | N/A ppmV/4h |
| LOAEC (inalação, rato, vapor) | N/A mg/litro/4h |
| LOAEC (inalação, rato, poeiras/névoas/fumos) | N/A mg/litro/4h |

(STOT) - exposição repetida : Não classificado

| Mistura de acrilato de uretano com SR256 (Proprietário) | |
|---|--------------------------------|
| LOAEL (oral, rato, 90 dias) | N/A mg/kg de peso corporal/dia |
| LOAEL (cutâneo, rato/coelho, 90 dias) | N/A mg/kg de peso corporal/dia |
| LOAEC (inalação, rato, gases, 90 dias) | N/A ppmV/6h/dia |
| LOAEC (inalação, rato, vapor, 90 dias) | N/A mg/litro/6h/dia |

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Mistura de acrilato de uretano com SR256 (Proprietário)

LOAEC (inalação, rato, poeiras/névoas/fumos, 90 dias) N/A mg/litro/6h/dia

Perigo de aspiração : Não classificado

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente.

Toxicidade aquática aguda : Não classificado

Toxicidade aquática crónica : Não classificado

Proprietário (Proprietário)

| | |
|------------------------------|--|
| CL50 peixe 1 | 175 mg/litro (CL50; 96 h) |
| CL50 peixe 2 | > 100 mg/litro (CL50; UE Método C.1; 96 h; Brachydanio rerio; Sistema semi-estático; Água doce; Valor experimental) |
| CE50 Daphnia 1 | > 100 mg/litro (CE50; UE Método C.2; 48 h; Daphnia magna; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| CE50 Daphnia 2 | >= 100 mg/litro (NOEC; UE Método C.2; 48 h; Daphnia magna; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| Limite de toxicidade algas 1 | > 100 mg/litro (CE50; UE Método C.3; 72 h; Scenedesmus subspicatus; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| Limite de toxicidade algas 2 | > 100 mg/litro (CE50; UE Método C.3; 72 h; Scenedesmus subspicatus; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |

2-Hidroxietil metacrilato (868-77-9)

| | |
|------------------------------|--|
| CL50 peixe 1 | 227 mg/litro (CL50; 96 h) |
| CE50 Daphnia 1 | 171 mg/litro (NOEC; OCDE 202: Daphnia sp. Teste De Imobilização Aguda; 48 h; Daphnia magna; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| CE50 Daphnia 2 | 380 mg/litro (CE50; OCDE 202: Daphnia sp. Teste De Imobilização Aguda; 48 h; Daphnia magna; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| Limite de toxicidade algas 1 | 836 mg/litro (ErC50; OCDE 201: Alga, Teste de inibição do crescimento; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |
| Limite de toxicidade algas 2 | 345 mg/litro (EbC50; OCDE 201: Alga, Teste de inibição do crescimento; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Sistema estático; Água doce; Valor experimental) |

12.2. Persistência e degradabilidade

Proprietário (Proprietário)

Persistência e degradabilidade Biodegradação fácil na água.

Ácido acético (64-19-7)

Persistência e degradabilidade Biodegradação fácil na água. Biodegradável no solo. Mobilidade no solo elevada.

Necessidades de oxigénio de origem bioquímica (NOB) 0,6 a 0,74 g O₂/g substância

Carência química de oxigénio (CQO) 1,03 g O₂/g substância

ThOD 1,07 g O₂/g substância

2(2-Etoxietoxi) Acrilato de etilo (7328-17-8)

Persistência e degradabilidade Biodegradabilidade na água: não existem dados disponíveis.

2-Hidroxietil metacrilato (868-77-9)

Persistência e degradabilidade Biodegradação fácil na água. Biodegradabilidade no solo: não existem dados disponíveis. Absorvido pelo solo.

12.3. Potencial de bioacumulação

Proprietário (Proprietário)

Log Pow 0,75 (Calculado)

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4).

Ácido acético (64-19-7)

BCF peixe 1 3,16 (BCF; Pisces)

Log Pow -0,17 (Valor experimental; 25 °C)

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4).

2(2-Etoxietoxi) Acrilato de etilo (7328-17-8)

Log Pow 0,67 (Não relevante)

Potencial de bioacumulação Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4).

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

| 2-Hidroxietil metacrilato (868-77-9) | |
|---|--|
| BCF peixe 1 | 1,3 a 1,5 (BCF) |
| Log Pow | -0,55 a 0,49 (0,42; Valor experimental; OCDE 107: Coeficiente de partição (n-octanol/água): Método de agitação em frasco; 25 °C) |
| Potencial de bioacumulação | Potencial de bioacumulação baixo (BCF < 500). |

12.4. Mobilidade no solo

| Ácido acético (64-19-7) | |
|--------------------------------|--|
| Tensão superficial | 0,028 N/m (20 °C) |
| Log Koc | log Koc, 0,06; QSAR |
| Ecologia - solo | Podem ser prejudiciais ao crescimento de plantas, flores e formação de frutos. |

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação adicional disponível.

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação adicional disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Métodos de tratamento de resíduos : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

De acordo com ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N.º ONU (ADR) : Não aplicável
N.º ONU (IMDG) : Não aplicável
N.º ONU (IATA) : Não aplicável
N.º ONU (ADN) : Não aplicável
N.º ONU (RID) : Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Designação oficial de transporte (ADR) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (IMDG) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (IATA) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (ADN) : Não aplicável
Designação oficial de transporte (RID) : Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classes de risco de transporte (ADR) : Não aplicável

IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG) : Não aplicável

IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : Não aplicável

ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : Não aplicável

RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : Não aplicável
Grupo de embalagem (IMDG) : Não aplicável
Grupo de embalagem (IATA) : Não aplicável

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Grupo de embalagem (ADN) : Não aplicável
Grupo de embalagem (RID) : Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Não
Poluente marinho : Não
Outras informações : Não existe informação complementar disponível

14.6. Precauções especiais para o utilizador

- Transporte por via terrestre

Não existem dados disponíveis

- Transporte marítimo

Não existem dados disponíveis

- Transporte aéreo

Não existem dados disponíveis

- Transporte por via fluvial

Não existem dados disponíveis

- Transporte ferroviário

Não existem dados disponíveis

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. UE-Regulamentos

Não contém substâncias sujeitas a restrição segundo o anexo XVII do REACH

Não contém qualquer substância da lista candidata do REACH

Não contém qualquer substância referida no Anexo XIV do REACH

15.1.2. Regulamentos nacionais

Alemanha

VwVwS, referência ao anexo : Classe de perigo para a água (WGK) 3, extremamente perigoso para a água (Classificação segundo a VwVwS, Apêndice 4)

12.º Despacho de aplicação da lei federal alemã relativa ao controlo de imissões – 12.BImSchV : Não é sujeito do 12. BImSchV (Regulamento sobre incidentes com materiais perigosos)

Holanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nenhum dos componentes é referido

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nenhum dos componentes é referido

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nenhum dos componentes é referido

Dinamarca

Recomendações da regulamentação dinamarquesa : Os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a utilizar o produto
Mulheres grávidas ou em aleitação que trabalhem com o produto não devem estar em contacto direto com o produto.

15.2. Avaliação da segurança química

Não existe informação adicional disponível.

SECÇÃO 16: Outras informações

Data da revisão :

Texto integral das frases H e EUH:

Pro-V Fill

Ficha de dados de segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

| | |
|-----------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Toxicidade aguda (cutâneo), Categoria 4 |
| Eye Irrit. 2 | Danos oculares/irritação ocular graves, Categoria 2 |
| Flam. Liq. 3 | Líquidos inflamáveis, Categoria 3 |
| Skin Corr. 1A | Corrosivo/irritante para a pele, Categoria 1A |
| Skin Irrit. 2 | Corrosivo/irritante para a pele Categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilização cutânea, Categoria 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilização cutânea, Categoria 1B |
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| H314 | Provoca queimaduras graves na pele e danos oculares graves. |
| H315 | Provoca irritação cutânea |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea |
| H319 | Provoca irritação ocular grave |

FDS UE (Anexo II do REACH)

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambientais. Não deve ser, por conseguinte, interpretada como garantia de nenhuma propriedade específica do produto.